



circuitos **cerrados**

LIBRE DE AGUJAS



Ps Anesthesia® sa
Innovation in health

circuitos cerrados

LIBRE DE AGUJAS

¿Qué es un circuito cerrado de infusión ?

Es un sistema de infusión de soluciones que durante la administración no permite el contacto con el medio ambiente, garantizando un hermetismo total del circuito.

Circuito cerrado libre de aguja

PS Anestesia cuenta con una amplia línea de circuitos cerrados, avanzando así de manera eficaz en el reemplazo de sistemas abiertos y ensambles de forma manual



Libre de latex



Dehp free



**Conector
rotating Luer-lock**




Contribuye en la
prevención de infección
en el torrente sanguíneo



Disminuye el riesgo de complicaciones
en los accesos vasculares, prolongando
la permanencia del catéter .



Máxima Seguridad
en la atención
del paciente.



1 FÁCIL DESINFECCIÓN

- Membrana lisa, sin rebordes, sin huecos, ni hendiduras.
- Reduce el riesgo de ingreso de bacterias.

2 DISEÑO SIMPLE

- Split septum, sin partes móviles.
- Garantiza el paso directo de los fluidos.

3 TOTALMENTE TRANSPARENTE

- Visibilidad clara y completa del paso de los fluidos.
- Permite a los profesionales confirmar el correcto lavado del sistema.

**Escanea el QR
y conoce el catálogo completo**

