



MaxZero  BD
Conector con tecnología antirreflujo
de presión positiva.

CCmax
CIRCUITO CERRADO DE PRESIÓN POSITIVA



Ps Anesthesia[®] sa
Innovation in health

ccmax

CIRCUITO CERRADO DE PRESIÓN POSITIVA



- **Sin espacio intersticial**

limita el crecimiento bacteriano.

- **7 días de permanencia.**

Hasta 200 activaciones

- **Doble sello de seguridad**

reduce la penetración microbiana

- **Sin espacio muerto**

permite el lavado completo del dispositivo

- **No produce hemólisis**

apto para la toma de muestras de sangre.

- **Alta presión**

hasta 325PSI a 10ml/seg.

- **Presión positiva**

Reduce la oclusión del catéter tras la desconexión

**Escanea el QR
y conoce el catálogo completo**

